


DEEP RELAX HEATING PILLOW CP40



EN
NL
FR
SE
IT
ES
PL
DE

OPERATING INSTRUCTIONS

SAFETY – GENERAL

- This appliance should be used as described within the instructions for use that accompany it.
- For indoor, domestic use only. Not intended for commercial or hospital use.
- **CAUTION** - Prolonged use at high-temperature setting may cause a risk of overheating or skin burns. If the appliance is used for extended periods, we advise using it on the lowest heat setting.
- This appliance may not be used by children aged 0-3 years, helpless individuals unable to communicate heat stress or people with reduced sensitivity to heat or pain (e.g. individuals suffering from diabetic neuropathy or patients on pain medication).
- This appliance may not be used by children aged 3-8 years unless they are supervised by an adult and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way, and understand the hazards involved.
- Keep the appliance out of reach of small children. Children should not play with the appliance or its accessories. Children less than 3 years of age should be kept away unless continuously supervised. Cleaning and user maintenance operations should not be performed by children unless they are older than 8 years and under supervision.
- Do not use this product if you are using a cardiac pacemaker or implantable defibrillator as this appliance may cause electromagnetic interference. Consult your doctor before using this appliance.
- Do not use on animals/pets.
- **CAUTION** - The plastic bags and packaging used to wrap this appliance may be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Ensure that all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.

SAFETY – OPERATION

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if it has been damaged, has been cut or pierced by a sharp object or if there are clear signs of wear. In the event of damage, or if the appliance develops a fault, contact a qualified electrician.
- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance label.
- Only use this appliance with the original control unit UHB100EU/UK.
- Do not sleep while using or wearing this product.
- Do not fold or bunch the fabric while the device is switched on.
- Do not place the control unit or other objects on the fabric while the appliance is switched on.
- Do not place the appliance on an external heat source (e.g. radiator or hot water bottle) while it is switched on.
- Unplug the appliance from the mains electricity when not in use and before cleaning. To unplug, pull the power plug from the mains socket.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord or control unit in water or other liquids. Detach the control unit and cable before washing the fabric.
- After washing, ensure the fabric is thoroughly dry before using it again. Never use if wet.
- Always ensure that your hands are dry before removing the power plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote-control system.
- An extension cable may be used with caution. The electrical rating of the cable should be at least as high as that of the device. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop, or touch any hot surfaces.

DISPOSAL OF THE DEVICE



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal free of charge.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

RATED INPUT AC 220-240V, 50Hz
 APPLIANCE POWER CONSUMPTION 100 W
 SIZE 40 x 30 cm
 PROTECTION CLASS CLASS II


LIMITED 2-YEAR WARRANTY

A-Brand Distributors BV guarantees your appliance against material and fabrication faults for two years after your initial purchase. Should material or fabrication faults be found, A-Brand Distributors BV will repair or replace the device with a similar or better-specified product. Damage to the device due to any form of negligence, accident, lack of cleaning and maintenance, or other use or abuse that can reasonably be considered to be in conflict with the directions described in these instructions, does not fall under this warranty. Furthermore, legal provisions with respect to consumer purchases apply. In the event of a fault, we advise you to return the product together with the original proof of purchase to the store where you bought it. When the defect in the device is caused by anything other than material or fabrication faults, you may be charged for examination and repair costs.

BOX CONTENT



PARTS



INTENDED USE

Your Sensede heating product is designed to provide comfortable warmth. The appliance operates on 220-240V, 50Hz (mains electricity). Never try to connect the appliance to other power sources. Please always follow the safety instructions in this manual. Keep this instruction manual in a safe place so that it is available at all times. This product complies with regulatory, national and European requirements. Never try to make technical modifications to this device. We do not accept liability for accidents or damages resulting from failure to follow these operating and safety instructions.

WHAT TO EXPECT


The Sensede CP40 is a heating pillow with an integrated electrical warming circuit. It can be used when you are feeling cold, need help relaxing muscles or require targeted pain relief in muscles or joints. It is designed for comfort and pain relief. The 3-level control unit allows you to set the desired warmth level. The appliance is designed to warm up quickly. The product is made with super soft, cosy fleece material that is pleasant to the skin and can be hand washed at 30°C. For your safety, the product is equipped with a smart overheating sensor and an automatic 90 minute timer.

BEFORE YOU START

Please carefully read the safety instructions in this manual before getting started.

CONNECTING THE CONTROLLER

To connect the control unit, plug the power connector plug into the power inlet. Make sure to fully insert the connector. If you notice the control unit light blinking after switching on the appliance, the connector plug may not be correctly inserted.




SELECTING A WARMTH LEVEL

You can switch on the appliance and select the desired warmth setting by sliding the selection button on the control slider upwards. The selected level (1-3) will light up. You will generally notice the device becoming warm within 30 seconds. Slide the button back down to lower the warmth setting or to switch off the device (no number lit).

Settings:

- 1.) Minimum warmth (recommended for prolonged use)
- 2.) Medium warmth
- 3.) Maximum warmth (fast warm-up)

We recommend disconnecting the appliance from mains electricity when it is not in use. When first using the appliance a 'new plastic' smell may be noticeable. This will disappear over time.



90 MINUTES SAFETY TIMER

This appliance has an automatic timer. After 90 minutes of continuous use, it will automatically power down. To reactivate it, switch off the device as normal and wait approx. 5 seconds before reactivating it.

WASHING AND CARE

Always disconnect the appliance from mains electricity before cleaning operations.

Control unit and cable

- The control unit and cable can be gently cleaned with a soft cloth.
- The control unit and cable should never be exposed to water or other liquids.

Pillowcase

- **Caution:** Never switch on the appliance when the heating pillow is wet/damp.
- The pillowcase can be hand washed at 30°C if it appears unclean.
- Use a mild detergent for delicate textiles. Do not use aggressive cleaners, bleaching agents or abrasives.
- Drying: Air dry flat only. Never machine dry. Do not iron or wring out. Do not use clothing pegs.
- Do not wash too often. Washing will, over time, cause extra wear to the materials. We recommend hand washing your heating pillow cover a maximum of 12 times during its service life.

TROUBLESHOOTING

The LED number indicator on the control unit is blinking, and there is no warmth. What could be the cause?

- The control unit senses that the power connector plug is not (properly) connected. Switch off the appliance and reconnect it. Please disconnect from mains electricity while reinserting the power connector plug.

The appliance will not switch on, and no number lights up. What could be the cause?

- Check if the appliance is plugged in.
- The control unit may have been disabled by the internal safety system. When the internal safety system detects a critical malfunction in the heating circuit, it prevents the appliance from heating up. Please do not use the appliance if it is malfunctioning or damaged and contact our service team.

VEILIGHEID – ALGEMEEN

- Dit apparaat dient gebruikt te worden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing die met het product meegeleverd wordt.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet bedoeld voor commercieel of ziekenhuisgebruik.
- **WAARSCHUWING** - Langdurig gebruik bij hoge temperaturen kan het risico van oververhitting of verbranding van de huid met zich meebrengen. Als het apparaat voor langere tijd wordt gebruikt, adviseren wij het op de laagste warmtestand te gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0-3 jaar, hulpeloze personen die niet in staat zijn om te communiceren over hittestress of mensen met een verminderde gevoeligheid voor warmte of pijn (bijvoorbeeld personen die lijden aan diabetische neuropathie of patiënten met pijnmedicatie).
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 3 tot 8 jaar, tenzij zij onder toezicht van een volwassene staan en de risico's begrijpen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat of de bijbehorende accessoires. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen.
- Gebruik dit product niet als u een pacemaker of implanteerbare defibrillator gebruikt, omdat dit apparaat elektromagnetische interferentie kan veroorzaken. Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.
- Niet gebruiken op (huis)dieren.
- **WAARSCHUWING** - De verpakking en de plastic zakken die gebruikt zijn om dit apparaat te verpakken kunnen gevaarlijk zijn. Gelieve deze materialen om verstikkingsgevaar te voorkomen uit de buurt van baby's en kinderen houden. Deze materialen zijn geen speelgoed.
- Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele labels of stickers voor het eerste gebruik van het apparaat worden verwijderd.

VEILIGHEID – GEBRUIK

- Inspecteer het apparaat altijd op tekenen van beschadiging. Gebruik het niet als het beschadigd of gevallen is. Neem indien het apparaat beschadigd is contact op met een gekwalificeerde elektricien.
- Controleer of uw stroomvoorziening hetzelfde voltage heeft als hetgeen op het apparaat vermeld staat.
- Gebruik dit apparaat alleen met de originele bedieningsunit UHB100EU/UK.
- Slaap niet tijdens het gebruik of het dragen van dit product.
- Vouw of verkreukel de stof niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Plaats de bedieningsunit of andere voorwerpen niet op de stof terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Plaats het apparaat niet op een externe warmtebron (bijv. radiator of warmwaterfles) terwijl het is ingeschakeld.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voor u het reinigt. Trek daartoe de stekker uit het stopcontact.
- Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, mag u het snoer of de bedieningsunit niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Maak de bedieningsunit en het snoer los voordat u de stof wast.
- Zorg ervoor dat de stof na het wassen goed droog is voordat u het warmtekussen weer gebruikt. Gebruik het nooit als het nat is.
- Verzekert u er altijd van dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker het stopcontact trekt. Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact.
- Koppel dit apparaat niet aan een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
- Langere verlengsnoeren kunnen worden gebruikt wanneer zorg wordt betracht bij het gebruik ervan. Als een langer verlengsnoer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de aangegeven maximale spanning van het verlengsnoer tenminste gelijk is aan die op het apparaat. Laat de kabel niet over de rand van het werkblad hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.

AFVOEREN VAN HET APPARAAT



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet bij het restafval. Breng ze naar een inleverpunt (van uw gemeente bijvoorbeeld). Neem contact op met uw gemeente voor informatie over inleverpunten. Als elektrische apparaten gestort worden op stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen terechtkomen. Dat is schadelijk voor uw gezondheid en welzijn. Als u een oud apparaat vervangt door een nieuw, is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat in te nemen, zonder dat u hiervoor extra moet betalen.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINALE INGANGSSPANNING AC 220-240V, 50Hz
 STROOMVERBRUIK 100 W
 AFMETINGEN 40 x 30 cm
 BESCHERMINGSKLASSE CLASS II


2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

A-Brand Distributors BV garandeert dat uw apparaat voor een periode van 2 jaar na eerste aanschaf vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten. Mochten materiaal- of fabricagefouten aanwezig zijn, dan zal A-Brand Distributors BV deze repareren of voor een vervangend apparaat met gelijke of betere specificaties zorgen. Schade aan een apparaat door enige vorm van onzorgvuldig gebruik, ongeluk, misbruik, gebrek aan schoonmaak en onderhoud, of ander gebruik dat redelijkerwijs in strijd kan worden geacht met de in deze handleiding beschreven gebruiksaanwijzingen, valt niet onder deze garantie. Voorts zijn wettelijke bepalingen inzake consumentenkoop van kracht. Wij raden u in geval van een defect aan om het defecte apparaat samen met het originele aankoopbewijs naar het punt van aankoop terug te brengen. Wanneer het defect aan het apparaat gevolg is van andere dan materiaal- en/of fabricagefouten kunnen u onderzoeks- of reparatiekosten berekend worden.

VERPAKKINGSINHOUD



ONDERDELEN



BEOOGD GEBRUIK

Uw Sensede warmtekussen is ontworpen om comfortabele warmte te bieden. Het apparaat werkt op 220-240V, 50Hz (netstroom). Sluit het apparaat nooit op een andere spanningsbron aan. Volg de aanwijzingen in deze handleiding nauwkeurig op en lees de handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats zodat ze altijd beschikbaar zijn. Dit apparaat voldoet aan de wettelijke nationale en Europese regelgeving. Probeer het apparaat nooit zelf technisch aan te passen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die ontstaan door het niet navolgen van deze gebruikshandleiding.

WAT TE VERWACHTEN


De Sensede CP40 is een warmtekussen met een geïntegreerd elektrisch verwarmingscircuit. Het kan gebruikt worden wanneer u het koud heeft, hulp nodig heeft bij het ontspannen van de spieren of wanneer u gerichte pijnverlichting nodig heeft in spieren of gewrichten. Het is ontworpen voor comfort en pijnbestrijding. Met de 3-niveau-regelaar kunt u het gewenste warmteniveau instellen. Het apparaat is ontworpen om snel op te warmen. Het product is gemaakt van superzacht fleecemateriaal dat aangenaam is voor de huid en met de hand kan worden gewassen op 30°C. Voor uw veiligheid is het product uitgerust met een slimme oververhittingssensor en een automatische 90 minuten timer.

VOOR U BEGINT

Lees voor u begint alstublieft de veiligheidsinstructies voorin deze handleiding.

DE BEDIENINGSUNIT AANSLUITEN

Om de bedieningsunit aan te sluiten, steekt u de connectorstekker in de connectoringang. Zorg ervoor dat u de stekker volledig in de voedingsingang steekt. Als u merkt dat het controlelampje knippert na het inschakelen van het apparaat, is het mogelijk dat de connectorstekker niet correct is geplaatst.




EEN WARMTENIVEAU INSTELLEN

U kunt het apparaat inschakelen en het gewenste warmteniveau kiezen door de schuifknop naar boven te schuiven. Het gekozen niveau (1-3) licht op. Normaal gezien merkt u dat het apparaat binnen 30 seconden warm wordt. Schuif de knop terug naar beneden om het warmteniveau te verlagen of om het apparaat uit te schakelen. (geen nummer zichtbaar).

Instellingen:

- 1.) Minimale warmte (aanbevolen voor langdurig gebruik)
- 2.) Medium warmte
- 3.) Maximale warmte (snelle opwarmtijd)

Wij raden u aan het apparaat los te koppelen van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is. Bij het eerste gebruik van het apparaat kan een 'nieuwe plastic' geur waarneembaar zijn. Dit zal na verloop van tijd verdwijnen.



90 MINUTEN VEILIGHEIDSTIMER

Dit apparaat heeft een automatische timer. Na 90 minuten continu gebruik wordt het automatisch uitgeschakeld. Om het apparaat weer te activeren, schakelt u het normaal uit en wacht u ca. 5 seconden voordat u het weer activeert.

REINIGING EN ONDERHOUD

Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.

Bedieningsunit en kabel

- De bedieningsunit en de kabel kunnen voorzichtig worden gereinigd met een zachte doek.
- De bedieningsunit en de kabel mogen nooit worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.

Kussenhoes

- **Waarschuwing:** Schakel het apparaat nooit in als het warmtekussen nat/vochtig is.
- De kussenhoes kan met de hand worden gewassen op 30°C.
- Gebruik een mild reinigingsmiddel voor fijnwas. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelen of schuurmiddelen.
- Drogen: Alleen vlak in de lucht drogen. Nooit in wasdroger drogen. Niet strijken of uitwringen. Gebruik geen wasknijpers.
- Niet te vaak wassen. Het wassen zal na verloop van tijd extra slijtage aan de materialen veroorzaken. Wij raden u aan uw kussenhoes tijdens zijn levensduur maximaal 12 keer met de hand te wassen.

PROBLEEMOPLOSSING

De LED voor het warmteniveau op de bedieningsunit knippert en er is geen warmte voelbaar. Wat kan de oorzaak zijn?

- De bedieningsunit voelt dat de connectorstekker niet (goed) is aangesloten. Schakel het apparaat uit en sluit het opnieuw aan. Haal de netstekker uit het stopcontact terwijl u de connectorstekker opnieuw op de connectoringang aansluit.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld en er licht geen nummer op. Wat kan de oorzaak zijn?

- Controleer of het apparaat goed op het stopcontact is aangesloten.
- Mogelijk is de bedieningsunit door het interne veiligheidssysteem uitgeschakeld. Wanneer het interne veiligheidssysteem een kritieke storing in het warmtecircuit detecteert, voorkomt het dat het apparaat opwarmt. Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is en neem contact op met ons serviceteam.

SÉCURITÉ – GÉNÉRAL

- Cet appareil ne doit être utilisé que dans les situations décrites dans le mode d'emploi qui l'accompagne.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. Aucun usage commercial ou hospitalier.
- **ATTENTION** - Une utilisation prolongée à température élevée peut entraîner un risque de surchauffe ou de brûlures cutanées. Si l'appareil est utilisé pendant de longues périodes, nous vous conseillons de positionner le réglage de la chaleur au plus bas.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 3 ans, par des personnes incapables de communiquer un stress thermique ou par des personnes à la sensibilité réduite à la chaleur ou à la douleur (par ex. les personnes souffrant de neuropathie diabétique ou les patients sous analgésiques).
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 3 à 8 ans s'ils sont surveillés par un adulte et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions sécuritaires concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Gardez cet appareil hors de la portée des enfants en bas âge. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et ses accessoires. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil s'ils sont seuls et âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil contient de petits éléments qui pourraient entraîner un étouffement.
- N'utilisez pas ce produit si vous possédez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable car cet appareil peut provoquer des interférences électromagnétiques. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser sur les animaux/animaux domestiques.
- **AVERTISSEMENT** – Les sacs plastiques et les emballages qui accompagnent cet appareil peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez-les hors de la portée des bébés et des enfants. Ces emballages ne sont pas des jouets.
- Assurez-vous que tous les emballages et les étiquettes ont bien été retirés de l'appareil avant de commencer.

SÉCURITÉ – UTILISATION

- Procédez toujours à une inspection de l'appareil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuelles traces de dommage. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé, coupé ou transpercé par des objets pointus ou s'il est usé prématurément. En cas de dommage ou si l'appareil est défectueux, veuillez contacter un électricien professionnel.
- Assurez-vous que le voltage de l'alimentation corresponde au voltage indiqué sur cet appareil.
- N'utilisez cet appareil qu'avec l'unité de commande d'origine UHB100EU/UK.
- Ne dormez pas pendant l'utilisation ou le port de ce produit.
- Ne pliez pas le tissu lorsque l'appareil est allumé.
- Ne placez pas l'unité de commande ou d'autres objets sur le tissu lorsque l'appareil est en marche.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur externe (par ex. radiateur ou bouillotte) lorsqu'il est en marche.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Pour le débrancher, retirez la prise de l'alimentation électrique.
- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques ou les blessures, ne plongez pas le câble ou l'unité de commande dans l'eau ou tout autre liquide. Détachez le contrôleur et le câble avant de laver le tissu.
- Après le lavage, assurez-vous que le tissu est parfaitement sec avant de le réutiliser. Ne jamais utiliser s'il est mouillé.
- Assurez-vous d'avoir toujours les mains sèches avant de retirer la prise du secteur. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil à un minuteur externe ou à un système télécommandé.
- En prenant vos précautions, vous pouvez utiliser une rallonge. Le courant nominal de la rallonge doit être au moins équivalent à celui de l'appareil. Ne laissez pas le câble pendre au-dessus d'un plan de travail ou toucher une surface chaude.

TRAITEMENT DE L'APPAREIL USAGE



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères municipales non triées : utilisez les lieux de collecte séparés et adaptés. Contactez vos autorités locales pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des déchèteries, des substances dangereuses peuvent se déverser dans les eaux souterraines et s'introduire dans la chaîne alimentaire, endommageant ainsi votre santé et votre bien-être. Lors du remplacement de vieux appareils par de nouveaux, le revendeur a l'obligation légale de reprendre votre vieux appareil afin de le mettre au recyclage gratuitement.

DÉTAILS TECHNIQUES

COURANT NOMINAL..... AC 220-240V, 50Hz
 CONSOMMATION D'ÉNERGIE DE L'APPAREIL100 W
 TAILLE 40 x 30 cm
 CLASSE DE PROTECTION..... CLASS II


GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

A-Brand Distributors BV garantie votre appareil contre tout défaut matériel ou de fabrication dans les 2 ans suivant l'achat initial de l'appareil. En cas de défaut matériel ou de fabrication, A-Brand Distributors BV réparera ou remplacera votre appareil avec un produit similaire ou de qualité supérieure. Les dommages occasionnés par une négligence, une utilisation non conforme, un accident, un défaut d'entretien ou une autre cause en conflit de ce mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie. La législation sur la protection du consommateur s'applique à notre garantie. En cas de problème avec le produit, nous vous conseillons de retourner ce dernier accompagné de l'original du ticket de caisse. Prenez contact avec votre revendeur. Quand les dommages se révèlent être causés par une des exclusions mentionnées dans ce paragraphe, des frais d'expertise et de réparation pourront être facturés au client.


Instructions de recyclage



INCLUS DANS CET EMBALLAGE



CONTENANT



CONDITIONS D'UTILISATION

Votre produit Sensede est conçu pour fournir une chaleur douce et confortable. L'appareil fonctionne sur du 220-240 V, 50 Hz (secteur). Vous ne devez jamais essayer de connecter l'appareil à d'autres sources d'alimentation. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité qui sont incluses dans ce mode d'emploi. Conservez votre manuel d'instructions dans un endroit sûr, afin de pouvoir le consulter quand vous le souhaitez. Ce produit respecte les exigences réglementaires nationales et européennes. Vous ne devez jamais tenter d'effectuer des modifications techniques sur cet appareil. Nous ne pourrions être tenus responsables des accidents ou des dégâts occasionnés par le non-respect des consignes de sécurité du mode d'emploi.

UTILISATION


Le Sensede CP40 est un coussin chauffant avec circuit de chauffage électrique intégré. Il peut être utilisé pour vous réchauffer, pour détendre vos muscles ou pour soulager vos douleurs musculaires ou articulaires. Il est conçu pour le confort et le soulagement de la douleur. Le contrôleur à 3 niveaux vous permet de régler l'intensité de la chaleur. L'appareil est conçu pour se réchauffer rapidement. Le produit est fabriqué à partir de matière polaire ultra douce et confortable, agréable pour la peau et lavable à la main à 30°C. Pour votre sécurité, le coussin est équipé d'un indicateur de surchauffe intelligent et d'une minuterie automatique de 90 minutes.

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du mode d'emploi avant de commencer.

CONNEXION DU CONTRÔLEUR

Pour connecter l'unité de contrôle, branchez la fiche du connecteur dans la prise d'alimentation. Assurez-vous d'insérer complètement le connecteur. Si vous remarquez que le voyant de l'unité de commande clignote après la mise en marche de l'appareil, il se peut que la fiche du connecteur ne soit pas correctement insérée.




SÉLECTION D'UN NIVEAU DE CHALEUR

Vous pouvez allumer l'appareil et sélectionner l'intensité de chaleur souhaitée en glissant le bouton de sélection de la commande vers le haut. Le niveau sélectionné (1-3) s'allume. Le coussin devient habituellement chaud dans les 30 secondes. Glissez le bouton vers le bas pour abaisser le réglage de la chaleur ou pour éteindre (aucun chiffre n'est affiché).

Paramètres:

- 1.) Chaleur minimale (recommandée pour une utilisation prolongée)
- 2.) Chaleur moyenne
- 3.) Chaleur maximale (réchauffement rapide)

Nous vous recommandons de débrancher l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Lors de la première activation de l'appareil, une odeur de « plastique neuf » peut être perceptible. Cela disparaîtra avec le temps.



MINUTERIE DE SÉCURITÉ DE 90 MINUTES

Cet appareil dispose d'une minuterie automatique. Après 90 minutes d'utilisation continue, il s'éteindra automatiquement. Pour le réactiver, éteignez l'appareil normalement et attendez 5 secondes avant de le réactiver.

LAVAGE ET ENTRETIEN

Veillez à toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.

Unité de contrôle et câble

- La commande et le câble peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- La commande et le câble ne doivent jamais être en contact avec de l'eau ou d'autres substances liquides.

Taie d'oreiller

- **Attention** : ne jamais allumer l'appareil lorsque le coussin chauffant est mouillé/humide.
- La taie d'oreiller peut être lavée à la main à 30°C s'il semble sale.
- Utilisez un détergent doux pour les textiles délicats. N'employez pas de nettoyants agressifs, d'agents de blanchiment ou de produits abrasifs.
- Séchage : séchage à plat uniquement. Ne séchez jamais à la machine. Ne pas repasser ni essorer. N'utilisez pas de pinces à vêtements.
- Lavez-le le moins souvent possible. Un lavage intensif entraînera avec le temps une usure prématurée des matériaux. Nous vous recommandons de laver à la main votre coussin chauffant au maximum 12 fois pendant sa durée de vie.

FOIRE AUX QUESTIONS

Le voyant numérique du contrôleur clignote et je ne sens aucune chaleur. Quelle pourrait en être la cause ?

- L'unité de contrôle détecte que la fiche du cordon d'alimentation n'est pas (correctement) connectée. Éteignez l'appareil et reconnectez-le. Veuillez débrancher de l'alimentation avant de réinsérer la fiche du cordon d'alimentation.

L'appareil ne s'allume pas et aucun numéro n'apparaît. Quelle pourrait en être la cause ?

- Vérifiez si l'appareil est branché.
- L'unité de contrôle peut avoir été désactivée par le système de sécurité intégré. Lorsque le système de sécurité intégré détecte un dysfonctionnement critique à l'intérieur même du circuit de chauffage, il empêche l'appareil de s'activer. Évitez d'utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il est endommagé et contactez le service à la clientèle Sensede.

SÄKERHET – ALLMÄNT

- Denna apparat ska användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen som medföljer.
- Endast för inomhus, hushållsbruk. Ej avsedd för kommersiellt bruk eller sjukhus.
- **VARNING** - Långvarig användning vid hög temperatur kan orsaka risk för överhettning eller brännskador på huden. Om apparaten används under längre perioder rekommenderar vi att du använder den på lägsta värmeinställning.
- Denna apparat får inte användas av barn i åldern 0-3 år, hjälplösa personer som inte kan kommunicera med värmestress eller personer med nedsatt känslighet för värme eller smärta (t.ex. personer som lider av diabetisk neuropati eller patienter som har smärtstillande medel).
- Denna apparat får inte användas av barn i åldern 3-8 år såvida de inte övervakas av en vuxen och förstår de involverade farorna.
- Denna apparat kan användas av barn i åldern 8 år och uppåt, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt, och förstår de involverade farorna.
- Bevara apparaten utom räckhåll för små barn. Barn ska inte leka med apparaten eller dess tillbehör. Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt. Rengöring och användningsunderhållning ska inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och under tillsyn.
- Använd inte den här produkten om du använder en pacemaker eller implanterbar defibrillator, eftersom apparaten kan orsaka elektromagnetisk störning. Rådgör med din läkare innan du använder apparaten.
- Använd inte på djur/husdjur.
- **VARNING** - Plastpåsar och paketeringen som används för att slå in den här apparaten kan vara farlig. För att undvika risk för kvävning, bevara dessa påsar utom räckhåll för spädbarn och barn. Dessa påsar är inte leksaker.
- Se till att allt förpackningsmaterial och alla reklametiketter eller klistermärken tas bort från apparaten före första användningen.

SÄKERHET – HANTERING

- Kontrollera alltid apparaten före användning för märkbara tecken på skador. Använd inte den är skadad eller har blivit genomborrad, eller har tecken på användning. Vid skada eller om apparaten utvecklar fel, kontakta en kvalificerad elektriker.
- Se till att din elförsörjning är anpassad till spänningen som visas på apparatens märkning.
- Använd endast denna apparat med den ursprungliga kontrollen UHB100EU/UK.
- Sov inte när du använder eller bär produkten.
- Vik inte ihop tyget i enheten medan den är påslagen.
- Placera inte kontrollenheten eller andra föremål på tyget medan apparaten är påslagen.
- Placera inte apparaten på en extern värmekälla (t.ex. element eller varmvattenflaska) när den är påslagen.
- Koppla ur apparaten från ström när den inte används och före rengöring. För att koppla ur, dra ut adaptorn från vägguttaget.
- För att skydda mot eld, elchock eller personskada ska du inte sänka ner sladden eller kontrollenheten i vatten eller andra vätskor. Ta bort kontrollen och kabeln innan du tvättar tyget.
- Se till att tyget är torrt efter tvätt innan du använder det igen. Använd aldrig om det är vått.
- Kontrollera alltid att dina händer är torra innan du tar ur nätkontakt från vägguttaget. Dra aldrig ut nätkontakt ur vägguttaget från strömkabelns stift.
- Anslut inte denna apparat till en extern timer eller externt fjärrkontrollsystem.
- En förlängningsladd kan användas med försiktighet. Sladdens elektriska märkning ska vara minst lika höga som apparaten. Låt inte kabeln hänga över kanten på bänkskivan eller vidröra några heta ytor.

BORTSKAFFANDE AV ENHETEN



Placera inte elektriska apparater som sorterat kommunalt avfall, använd separata insamlingsalternativ. Kontakta din lokala myndighet för information gällande tillgängliga insamlingsystem. Om elektriska apparater placeras i deponering eller nedgrävning av sopor kan farliga ämnen läcka in i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket skadar din hälsa och ditt välbefinnande. När du byter ut gamla apparater med nya, är återförsäljaren juridiskt skyldig att ta tillbaka din gamla apparat för bortskaffande för åtminstone gratis.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UPPSKATTAD INMATNING.....	AC 220-240V, 50Hz
APPARATENS KRAFTFÖRBRUKNING.....	100 W
ENHETSSTORLEK	40 x 30 cm
SKYDDSKLASS	CLASS II


BEGRÄNSAD 2-ÅRS GARANTI

A-Brand Distributors BV garanterar ditt apparat-set mot material- och tillverkningsfel i 2 år efter inköpet. Om material eller tillverkningsfel skulle hittas, kommer A-Brand Distributors BV att reparera eller byta ut enheten med en liknande eller bättre specificerad produkt. Skada på enheten på grund av någon form av vårdslöshet, olycka, brist på rengöring och underhåll eller annan användning eller missbruk som rimligen kan anses vara i konflikt med anvisningarna som beskrivs i dessa instruktioner omfattas inte av denna garanti. Vidare gäller lagbestämmelser med respekt avseende konsumentköp. Vid fel uppmanar vi dig att returnera produkten tillsammans med det ursprungliga köpbeviset till butiken där du köpte den. När felet i enheten orsakats av något annat än material- eller tillverkningsfel kan du debiteras för undersökning och reparationskostnader.

LÅDANS INNEHÅLL



DELAR



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Din Sensede värmeprodukt är utformad för att ge behaglig värme. Denna apparat fungerar på 100-240V, 50/60Hz (elnät). Försök aldrig ansluta enheten eller strömadaptern till andra strömkällor. Följ alltid säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. Bevara denna bruksanvisning på en säker plats så att den alltid är tillgänglig. Denna produkt följer regelverk, nationella och europeiska krav. Försök aldrig utföra tekniska modifikationer på den här enheten. Vi tar inte ansvar för olyckor eller skador som uppstår från misslyckande av att följa dessa bruks- och säkerhetsanvisningar.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG


Sensed CP40 är en värmekudde med en inbyggd elektrisk värmekrets. Den kan användas när du fryser, behöver hjälp med att slappna av muskler eller behöver specifik smärtlindring i muskler eller leder. Den är utformad för komfort och smärtlindring. Kontrollenheten har 3 nivåer och låter dig ställa in önskad värmenivå. Apparaten är konstruerad för att värmas upp snabbt. Produkten är gjord av supermjukt, mysigt fleecematerial som är behagligt för huden och kan tvättas för hand på 30°C. För din säkerhet så är produkten utrustad med en smart överhettningssensor och en automatisk 90-minuters timer.

INNAN DU BÖRJAR

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna på framsidan av denna bruksanvisning innan du börjar.

ANSLUT KONTROLLEN

Anslut kontrollen genom att sätta i kontakten i ett eluttag. Se till att kontakten är helt ansluten. Om du märker att kontrollens lampa blinkar efter att du har slagit på apparaten kan det hända att kontakten inte är korrekt isatt.




VÄLJ EN VÄRMENIVÅ

Du kan slå på apparaten och välja önskad värmeinställning genom att föra väljknappen på kontrollen uppåt. Den valda nivån (1-3) kommer då börja lysa. Du märker vanligtvis att enheten blir varm inom 30 sekunder. För knappen nedåt för att sänka värmeinställningen eller för att stänga av enheten (inget nummer lyser då).

Inställningar:

- 1.) Minsta värme (rekommenderas för långvarig användning)
- 2.) Medelvärme
- 3.) Maximal värme (snabb uppvärmning)

Vi rekommenderar att du kopplar bort apparaten från elen när den inte används. När du använder apparaten för första gången kan en "ny plast"-lukt kännas av. Detta kommer att försvinna med tiden.



90 MINUTERS SÄKERHETSTIMER

Denna apparat har en automatisk timer. Efter 90 minuters kontinuerlig användning stängs den automatiskt av. För att återaktivera den, stäng av enheten som vanligt och vänta 5 sekunder innan du återaktiverar den.

TVÄTT OCH VÅRD

Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan rengöring.

Kontrollenhet och kabel

- Kontrollenheten och kabeln kan rengöras försiktigt med en mjuk trasa.
- Kontrollenheten och kabeln får aldrig utsättas för vatten eller andra vätskor.

Värmekudde

- **Varning:** Slå aldrig på apparaten när värmekudde är våt/fuktig.
- Örngottet kan tvättas för hand på 30°C om den verkar smutsig.
- Använd ett mildt rengöringsmedel för känsliga textilier. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, blekmedel eller slipmedel.
- Torkning: Lufttorka endast. Maskintorka aldrig. Stryk inte eller vrid ur. Använd inte klädnypor.
- Tvätta inte för ofta. Tvättande kommer med tiden att orsaka extra slitage på materialet. Vi rekommenderar att du tvättar värmekudde maximalt 12 gånger under dess livslängd.

FELSÖKNING

LED-nummerindikatorn på kontrollenheten blinkar och det finns ingen värme. Vad kan vara felet?

- Kontrollenheten känner av att strömkontaktkontakten inte är korrekt ansluten. Stäng av apparaten och anslut den igen. Koppla bort elen medan du sätter i kontakten igen.

Apparaten slås inte på och inget nummer lyser. Vad kan vara felet?

- Kontrollera om apparaten är inkopplad.
- Kontrollenheten kan ha inaktiverats av det interna säkerhetssystemet. När det interna säkerhetssystemet upptäcker ett kritiskt fel i värmekretsen förhindrar det att apparaten värms upp. Använd inte apparaten om den inte fungerar eller är skadad och kontakta vårt serviceteam.

SICUREZZA – GENERALI

- Questo apparecchio dovrebbe essere utilizzato come descritto all'interno delle istruzioni per l'uso che lo accompagnano.
- Per interni, solo uso domestico. Non è destinato all'uso ospedaliero o commerciale.
- **ATTENZIONE** - Un uso prolungato impostato su alte temperature potrebbe causare surriscaldamento o bruciature alla pelle. Se il dispositivo viene usato per un lungo periodo consigliamo di utilizzarlo sull'impostazione di calore minima.
- Questo dispositivo non deve essere usato da bambini di età compresa tra 0-3 anni, da persone vulnerabili incapaci di reagire al calore o da persone insensibili al calore o al dolore (per esempio persone che soffrono di neuropatia diabetica o pazienti sotto antidolorifici).
- Questo dispositivo non deve essere usato da bambini di età compresa tra 3-8 anni, a meno che non siano supervisionati da un adulto e che siano stati compresi i pericoli in questione.
- Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o con mancata esperienza e conoscenza, se gli è stata fornita la supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio, e ne hanno compreso i rischi.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini piccoli. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo o con i suoi accessori. I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani dal dispositivo a meno che non siano continuamente sorvegliati. Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovrebbero essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto supervisione.
- Non usare questo dispositivo se si porta un pacemaker cardiaco o un defibrillatore impiantabile, potrebbe causare interferenze elettromagnetiche. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo.
- Non usare sugli animali.
- **ATTENZIONE** - Le buste di plastica e l'imballaggio usati per incartare questo apparecchio potrebbero essere pericolosi. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere queste buste lontano dalla portata dei bambini. Queste buste non sono giocattoli.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio e tutte le etichette promozionali o gli adesivi siano stati rimossi dall'apparecchio prima del suo primo utilizzo.

SICUREZZA – FUNZIONAMENTO

- Esaminare sempre il dispositivo prima dell'uso per accertare eventuali segni di danno. Non usare se danneggiato, tagliato o bucato da un oggetto affilato o se ci sono chiari segni di usura. Nell'eventualità di danneggiamento o se il dispositivo ha un guasto, contattare un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica usata sia corretta secondo il voltaggio illustrato nell'etichetta del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo con l'unità di comando originale UHB100EU/UK.
- Non dormire mentre si usa o si indossa questo prodotto.
- Non piegare o stropicciare il tessuto mentre il dispositivo è acceso.
- Non appoggiare l'unità di comando o altri oggetti sul tessuto mentre il dispositivo è acceso.
- Non appoggiare il dispositivo su fonti di calore esterne (radiatore o borsa dell'acqua calda) mentre è acceso.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima della pulizia e quando non è in uso. Per scollegarlo, togliere la spina dalla presa.
- Per proteggersi da fiamme libere, folgorazione o lesioni personali, non immergere il cavo o l'unità di comando in acqua o altri liquidi. Togliere l'unità di comando e il cavo prima di lavare il tessuto.
- Dopo il lavaggio, assicurarsi che il tessuto sia completamente asciutto prima di utilizzarlo di nuovo. Mai usarlo se bagnato.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. Mai staccare la spina della presa di alimentazione attraverso il cavo.
- Non collegare questo apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto.
- È possibile usare una prolunga con attenzione. La potenza elettronica del cavo dovrebbe essere alta almeno quanto quella dell'apparecchio. Evitare che il cavo penzoli dal bordo del tavolo di lavoro o che entri a contatto con superfici calde.

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO



Gli apparecchi elettronici non possono essere smaltiti come rifiuti urbani non differenziati, bensì in un centro per la raccolta differenziata. Per ulteriori informazioni sui sistemi di raccolta differenziata disponibili, contattare il centro di assistenza locale. Se gli apparecchi elettronici vengono smaltiti nelle discariche o interrati, vi è il rischio che sostanze pericolose si diffondano nelle falde acquifere ed entrino a far parte della catena alimentare, danneggiando la tua salute e il tuo benessere. Quando si sostituiscono i vecchi apparecchi con i nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare gratuitamente il tuo vecchio apparecchio per lo smaltimento.


CARATTERISTICHE TECNICHE

NOMINALE DI INGRESSO AC 220-240V, 50Hz
 CONSUMO ENERGETICO DISPOSITIVO 100 W
 DIMENSIONI DISPOSITIVO 40 x 30 cm
 CLASSE DI PROTEZIONE CLASS II


2 ANNI DI GARANZIA LIMITATA

A-Brand Distributors BV garantisce il tuo apparecchio contro i difetti di materiale e di fabbricazione per 2 anni a partire dall'acquisto iniziale. Nel caso in cui si riscontrino difetti di materiale o di fabbricazione, A-Brand Distributors BV riparerà o sostituirà il dispositivo con uno simile o con un prodotto meglio specificato. I danni al dispositivo dovuti a qualunque forma di negligenza, incidenti, mancanza di pulizia e manutenzione, o altri usi o abusi che possono considerarsi ragionevolmente in conflitto con le indicazioni fornite in queste istruzioni, non rientrano in questa garanzia. Inoltre, si applicano le disposizioni legali relative agli acquisti dei consumatori. In caso di guasto, si consiglia di restituire il prodotto insieme alla prova di acquisto originale presso il negozio in cui si è effettuato l'acquisto. Quando il difetto del dispositivo è dovuto a qualunque altra causa diversa dai difetti materiali o di fabbricazione, i costi di verifica e riparazione possono essere addebitati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



RICAMBI



USO PREVISTO

Il prodotto Sensede è stato ideato per fornire un calore confortevole. Il dispositivo funziona a 220-240V, 50Hz (alimentazione elettrica). Mai provare a connettere il dispositivo ad altre fonti di energia. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale. Conservare questo manuale di istruzioni in un posto sicuro per un riferimento futuro. Questo prodotto è conforme ai requisiti normativi, nazionali ed europei. Non effettuare modifiche tecniche a questo dispositivo. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per incidenti o danni derivanti da un uso non conforme di queste istruzioni per l'uso e la sicurezza.

COSA PREVEDE


Sensede CP40 è un termo cuscino con un circuito elettrico di riscaldamento integrato. Si può usare quando si sente freddo, si ha bisogno di rilassare i muscoli o si desidera alleviare il dolore ai muscoli o alle articolazioni. È stato ideato per dare sollievo e comfort. L'unità di comando a 3 livelli permetterà di impostare il livello di calore desiderato. Il dispositivo è stato ideato per scaldarsi rapidamente. Il prodotto è stato realizzato in morbido e comodo pile che risulta piacevole al contatto con la pelle e può essere lavato a mano a 30°C. Per quanto riguarda la sicurezza, il prodotto è dotato di un sensore di surriscaldamento intelligente e un timer automatico di 90 minuti.

PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza sulla pagina principale di questo manuale.

COLLEGARE L'UNITÀ DI COMANDO

Per collegare l'unità di comando, inserire la spina alla presa di alimentazione. Accertarsi di aver inserito completamente la spina. Se si vede la luce dell'unità di comando lampeggiare dopo aver acceso il dispositivo, la spina potrebbe non essere inserita correttamente.




SELEZIONARE UN LIVELLO DI CALORE

Si può accendere il dispositivo e selezionare le impostazioni di calore desiderate scorrendo verso l'alto il pulsante di selezione sul cursore. Il livello selezionato (1-3) si illuminerà. Si potrà vedere che il dispositivo si riscalda in 30 secondi. Si può scorrere il pulsante verso il basso per abbassare l'intensità del calore o per spegnere il dispositivo (nessun numero acceso).

Impostazioni:

- 1.) Calore minimo (raccomandato per un uso prolungato)
- 2.) Calore medio
- 3.) Calore massimo (riscaldamento rapido)

Raccomandiamo di scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica quando non è in uso. La prima volta che si userà il dispositivo si potrebbe sentire l'odore di "plastica nuova". Sparirà gradualmente.



TIMER DI SICUREZZA DI 90 MINUTI

Questo dispositivo ha un timer automatico. Dopo 90 minuti di uso continuato si spegne automaticamente. Per riattivarlo, spegnere il dispositivo normalmente e aspettare 5 secondi prima di riaccenderlo.

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima delle operazioni di pulizia.

Unità di comando e cavo

- L'unità di comando e il cavo possono essere puliti accuratamente con un panno morbido.
- L'unità di comando e il cavo non devono essere esposti all'acqua o ad altri liquidi.

Federa

- **Attenzione:** Mai accendere il dispositivo quando il cuscino è bagnato/umido.
- Se appare sporco, la federa può essere lavata a mano a 30°C.
- Usare un detergente delicato per tessuti delicati. Non usare detergenti aggressivi, agenti abrasivi o candeggina.
- Asciugatura: Solo all'aria. Non usare un'asciugatrice. Non stirare o strizzare. Non usare mollette da bucato.
- Non lavare troppo spesso. I lavaggi, con il tempo, causeranno l'usura dei materiali. Raccomandiamo il lavaggio per un massimo di 12 volte nell'arco della sua vita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'indicatore LED del numero sull'unità di comando lampeggia e non c'è calore. Quale potrebbe essere la causa?

- L'unità di comando percepisce che la spina non è (propriamente) collegata. Spegner il dispositivo e ricollegarlo. Togliere dall'alimentazione elettrica mentre si inserisce di nuovo la spina.

Il dispositivo non si accende e nessun numero si è illuminato. Quale potrebbe essere la causa?

- Controllare se il dispositivo è attaccato alla presa.
- L'unità di comando potrebbe essere disabilitata dal sistema di sicurezza interno. Quando il sistema di sicurezza interno rileva un'anomalia critica nel circuito di riscaldamento previene il surriscaldamento del dispositivo. Non usare il dispositivo se non funziona bene o se danneggiato e contattare il nostro servizio assistenza.

SEGURIDAD – GENERAL

- Este aparato debe ser usado como se describe en las instrucciones de uso que lo acompañan.
- Solo para uso doméstico en interiores. No diseñado para uso comercial u hospitalario.
- **PRECAUCIÓN** – Su uso prolongado a máxima temperatura puede causar riesgo de sobrecalentamiento o quemaduras en la piel. Si el aparato es utilizado durante largos periodos de tiempo, recomendamos que se use en el menor nivel de temperatura.
- Este aparato no se puede utilizar con niños entre 0-3 años, personas incapaces de comunicar agotamiento por calor o con individuos con sensibilidad reducida al calor o al dolor (por ejemplo, individuos que padecen neuropatía diabética o pacientes bajo los efectos de analgésicos).
- Este aparato no puede ser usado por niños entre 3-8 años sin supervisión de un adulto, entendiendo los peligros que su uso entraña.
- Este aparato puede ser usado por niños de 8 o más años, personas con capacidades motoras, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia, si se les ha otorgado instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de forma segura y entienden los peligros derivados de su uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños pequeños. Los niños no deben jugar con el aparato o sus accesorios. Niños menores de 3 años deberán ser alejados del aparato, a no ser que estén bajo vigilancia continua. Las tareas de mantenimiento y limpieza no deben ser ejecutadas por niños si no son mayores de 8 años y no se encuentran bajo la supervisión directa de un adulto capacitado.
- No utilizar este producto si utiliza un marcapasos o desfibrilador automático, ya que el aparato puede causar interferencias magnéticas. Consulte a un médico antes de usar este aparato.
- No utilizar en animales o mascotas.
- **PRECAUCIÓN** – Las bolsas de plástico y el embalaje usados para envolver este aparato pueden ser peligrosos. Para evitar riesgo de sofocación/asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños. Estas bolsas no son juguetes.
- Asegúrese de que todo el material de embalaje y cualquier pegatina o etiqueta promocionales hayan sido retirados del aparato antes de su primer uso.

SEGURIDAD – FUNCIONAMIENTO

- Siempre inspeccione el aparato antes de su uso, en búsqueda de señales obvias de daño. No lo utilice si ha sido dañado, cortado o perforado por un objeto afilado, o si hay claras señales de desgaste. En el caso de daño, o si el aparato falla, contacte a un electricista cualificado.
- Asegúrese de que el voltaje de su fuente de electricidad coincide con el voltaje mostrado en la etiqueta del aparato.
- Solo use este aparato con su mando regulador original UHB100EU/UK.
- No duerma usando o llevando puesto este aparato.
- No doble o frunza la tela con el aparato encendido.
- No coloque el mando regulador o cualquier otro objeto sobre la tela cuando el aparato está encendido.
- No coloque el aparato sobre ninguna fuente de calor externa (por ejemplo, un radiador o una botella de agua caliente) mientras está encendido.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté usándolo y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, saque el cable alimentador de la toma de red.
- Para evitar situaciones de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, no sumerja el cable o mando en agua ni en ningún otro líquido. Desconecte la unidad de control/mando y cable antes de lavar la tela.
- Después del lavado, asegúrese de que la tela esté completamente seca antes de usarla. Nunca la use mojada/húmeda.
- Siempre asegúrese que sus manos estén secas antes de desenchufar el cable de alimentación de la red. Nunca desenchufe el cable de la toma de corriente tocando las zonas metálicas.
- No conecte este aparato a un temporizador externo o sistema de control remoto.
- Puede usarse un cable alargador con precaución. La entrada nominal/clasificación eléctrica del cable debe ser, al menos, igual de alta que la del dispositivo. No permita que el cable cuelgue del borde de una superficie o toque ninguna superficie caliente.

DESECHADO DEL DISPOSITIVO



No se deshaga de aparatos eléctricos como basura municipal, utilice las instalaciones pertinentes para su eliminación. Contacte a su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección de desechos disponibles. Depositar aparatos eléctricos en vertederos o basureros puede conllevar la filtración de sustancias peligrosas en sistemas de aguas subterráneas, con su consecuente paso por la cadena alimenticia, suponiendo un riesgo para su salud y bienestar. Cuando se reemplazan aparatos antiguos por nuevos, el vendedor está legalmente obligado a retirar, de forma gratuita, el dispositivo antiguo para su desecho.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA NOMINAL/CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA..... AC 220-240V, 50Hz
 POTENCIA CONSUMIDA POR EL APARATO.....100 W
 MEDIDAS..... 40 x 30 cm
 CLASE DE PROTECCIÓN..... CLASS II


GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

A-Brands Distributors BV garantiza su aparato contra defectos del material o fabricación durante los dos años siguientes a la compra inicial. Si se encuentran fallas en el material o defectos de fabricación, estos serán reparados, o se reemplazará el aparato con uno similar o mejor especificado. Esta garantía no incluye daños al dispositivo derivados de cualquier forma de uso negligente, accidente, falta de limpieza o mantenimiento, o cualquier otro uso o abuso que pueda considerarse que está en conflicto con las direcciones descritas en estas instrucciones. Además, se aplican las disposiciones legales en lo que respecta a la compra de los consumidores. En caso de fallo del dispositivo, recomendamos que devuelva el producto, junto con el comprobante original de compra, a la tienda donde lo adquirió. Si el defecto en el dispositivo tiene su origen en cualquier otra causa que no sea fallo del material o de fabricación, puede estar sujeto a costos adicionales por chequeo y reparación.

CONTENIDO DEL EMBALAJE



PARTES



USO PREVISTO

Su producto térmico de Sensede está diseñado para proporcionar una confortable calidez. Puede ser usado si tiene frío o como ayuda para relajar uno o varios músculos. El aparato opera entre 220-240V, a 50Hz (red eléctrica). Nunca intente conectar el aparato a otra fuente de energía. Por favor, siempre siga las instrucciones de seguridad detalladas en este manual. Mantenga este manual de instrucciones en un lugar seguro para que pueda ser consultado en todo momento. Este producto cumple con los requisitos normativos nacionales y europeos. Nunca intente efectuar modificaciones técnicas a este aparato. No aceptamos responsabilidad en caso de accidentes o daños que resulten del incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento y seguridad.

QUÉ ESPERAR


Sensede CP40 es una almohada térmica con un circuito calefactor integrado. Este aparato puede utilizarse cuando se siente frío, se necesita ayuda para relajar los músculos o se requiere un alivio específico del dolor en los músculos o las articulaciones. Está diseñada para brindar comodidad y aliviar el dolor. El mando regulador de tres (3) niveles le ayuda a establecer el nivel de temperatura deseado. La almohadilla puede ser lavada a mano o máquina, a 30°C. Para su seguridad, el producto está equipado con un sensor de sobrecalentamiento inteligente y un temporizador automático de 90 minutos.

ANTES DE EMPEZAR

Por favor, lea atentamente las instrucciones de seguridad en la portada de este manual antes de comenzar.

CONECTAR MANDO REGULADOR

Para conectar el mando regulador a la almohadilla térmica, conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente de la almohadilla. Asegúrese de insertar completamente el enchufe. Si observa que la luz del mando regulador parpadea tras encender el aparato, es posible que el enchufe no esté conectado correctamente.




SELECCIONAR EL NIVEL DE TEMPERATURA

Puede encender el aparato y seleccionar el nivel de temperatura deseado deslizando el interruptor regulador hacia arriba en el panel deslizante del mando. El nivel de temperatura seleccionado (1-3) se encenderá. Por lo general, notará que el aparato empieza a calentarse a los 30 segundos. Vuelva a deslizar el interruptor hacia abajo para reducir el nivel de temperatura o para apagar el aparato (ningún número iluminado).

Ajustes:

- 1.) Temperatura mínima (recomendada para uso prolongando)
- 2.) Temperatura media
- 3.) Temperatura máxima

Recomendamos desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no está siendo utilizado. Cuando se usa el aparato por primera vez se puede notar un olor a "plástico nuevo". Esto desaparecerá con el tiempo.



TEMPORIZADOR DE SEGURIDAD DE 90 MINUTOS

Este dispositivo cuenta con un temporizador automático. Después de noventa (90) minutos de utilización continuada, la almohadilla térmica se apagará automáticamente. Para reactivar el aparato, apague normalmente y espere aproximadamente cinco segundos antes de volver a encenderlo.

LAVADO Y CUIDADO

Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su lavado y mantenimiento.

Mando regulador y cable

- El mando regulador y el cable se pueden limpiar de forma delicada utilizando un paño suave.
- El mando regulador y el cable nunca deben estar expuestos al agua.

Funda de almohada

- **Precaución:** nunca encienda el aparato si la almohadilla térmica está mojada.
- La funda de almohada puede ser lavada a mano a 30°C en caso de suciedad.
- Utilice detergentes suaves aptos para ropa delicada. No utilice productos limpiadores agresivos, agentes blanqueadores o abrasivos.
- Secado: secar al aire exclusivamente. Nunca secar a máquina. No planchar ni escurrir. No utilice pinzas para la ropa.
- No lave el aparato con frecuencia. Con el tiempo, el lavado provocará desgaste adicional de los materiales. Recomendamos lavar la funda de almohada un máximo de doce (12) veces durante su vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El indicador LED numérico de la unidad de control parpadea y no hay calor. ¿Cuál puede ser la causa?

- El mando regulador detecta que no está (correctamente) conectado a la almohadilla térmica. Apague el dispositivo y conecte el mando regulador a la almohadilla. Por favor, desconecte el aparato de la red eléctrica mientras reinserta el enchufe.

Ni el dispositivo ni ningún indicador lumínico se encienden. ¿Cuál puede ser la causa?

- Compruebe si el aparato está conectado a la red.
- El aparato puede haber sido desconectado por el sistema interno de seguridad. Cuando el sistema interno de seguridad detecta un mal funcionamiento crítico, evita el calentamiento del aparato. Por favor, no utilice el aparato si no funciona correctamente o está dañado, y contacte a nuestro equipo de servicio técnico.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Z urządzenia należy korzystać w sposób opisany w załączonej instrukcji.
- Tylko do wewnętrznego użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani szpitalnego.
- **UWAGA** - Długotrwałe użytkowanie urządzenia w wysokiej temperaturze może spowodować ryzyko przegrzania lub poparzenia skóry. Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas, zalecamy używanie go na najniższym poziomie grzania.
- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku 0-3 lat, osoby niepełnosprawne, niezdolne do komunikowania się oraz osoby o zmniejszonej wrażliwości na ciepło lub ból (np. osoby z neuropatią cukrzycową lub pacjenci przyjmujący leki przeciwbólowe).
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku 3-8 lat, chyba że są one pod nadzorem osoby dorosłej i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku do 8 lat oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, jeśli robią to pod nadzorem lub zostały im udzielone instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.
- Trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani jego akcesoriami. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem dorosłych. Dzieci nie powinny podejmować się czyszczenia i konserwacji, chyba że mają więcej niż 8 lat i pozostają pod nadzorem dorosłych.
- Nie używaj tego produktu, jeśli masz rozrusznik serca lub wszczepiony defibrylator, ponieważ urządzenie może powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosować na zwierzętach.
- **UWAGA** - Opakowanie urządzenia, w tym plastikowe worki, mogą stwarzać zagrożenie. Aby zapobiec ryzyku uduszenia, należy trzymać worki poza zasięgiem dzieci i niemowląt. Te worki nie są zabawkami.
- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania oraz etykiety i naklejki marketingowe.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem zawsze sprawdzaj urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone lub upuszczone. Jeśli doszło do uszkodzenia lub urządzenie nie działa poprawnie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Upewnij się, że Twoje zasilanie elektryczne odpowiada napięciu na etykiecie urządzenia.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie z oryginalnym sterownikiem UHB100EU/UK.
- Nie śpij podczas używania lub noszenia tego produktu.
- Nie składaj ani nie zwijaj tkaniny, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie kładź sterownika ani innych przedmiotów na tkaninie, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie zostawiaj włączonego urządzenia na zewnętrznym źródle ciepła (np. kaloryferze lub termoforze).
- Gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem należy je odłączyć z sieci elektrycznej. Aby odłączyć urządzenie z zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie zanurzaj przewodu ani jednostki sterującej w wodzie lub innych płynach, gdyż może to grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała. Przed praniem odczep panel sterowania oraz kabel.
- Po wypraniu upewnij się, że przed ponownym użyciem tkanina jest dokładnie sucha. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest mokre.
- Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka sieciowego należy zawsze upewnić się, że masz suche dłonie. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka sieciowego za jej przewód.
- Nie podłączaj tego urządzenia do wyłącznika czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Przedłużacza można używać pod warunkiem zachowania ostrożności. Znamionowe parametry elektryczne przedłużacza nie mogą być niższe niż parametry urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych, korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych systemów zbiórki. Kiedy urządzenia elektryczne wyrzuca się na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przeniknąć do wód gruntowych i trafić do obiegu w łańcuchu pokarmowym, szkodząc Twojemu zdrowiu. Podczas wymiany urządzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odbioru sprzedanych Ci starych urządzeń i ich utylizacji bez pobierania dodatkowych opłat.


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE AC 220-240V, 50Hz
 ZUŻYCIE ENERGII 100 W
 WYMIARY URZĄDZENIA 40 x 30 cm
 KLASA OCHRONY CLASS II


2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

A-Brand Distributors BV oferuje 2-letnią gwarancję od daty zakupu na urządzenie, gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. W razie wykrycia wad materiałowych, bądź produkcyjnych, A-Brand Distributors BV naprawi lub wymieni urządzenie na inne o podobnej lub lepszej specyfikacji. Uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek zaniechaniem, wypadkiem, brakiem czyszczenia i konserwacji bądź innymi przypadkami wynikającymi z użytkowania urządzenia, które można słusznie uznać za niezgodne z zaleceniami tej instrukcji, nie są objęte gwarancją. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transakcji kupna i sprzedaży. W przypadku wystąpienia wady należy zwrócić produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu do sklepu, w którym dokonano zakupu. W przypadku, gdy nieprawidłowe działanie urządzenia nie jest spowodowane wadą materiałową lub produkcyjną, możesz zostać obciążony kosztami ekspertyzy i naprawy.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA



CZĘŚCI



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Produkty elektryczne Sensede zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie użytkownika. Urządzenie korzysta z zasilania 100-240 V, 50/60 Hz (napięcie sieciowe). Nigdy nie należy podłączać urządzenia lub zasilacza do innych źródeł zasilania. Należy przestrzegać zawartych w tej instrukcji zasad bezpieczeństwa. Należy przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, żeby zawsze mieć do niej dostęp. Ten produkt jest zgodny z normami unijnymi i państwowymi. Nigdy nie należy dokonywać zmian technicznych tego urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad użytkowania i bezpieczeństwa.

DZIAŁANIE PRODUKTU


Sensede CP40 to poduszka rozgrzewająca ze zintegrowanym elektrycznym obwodem grzewczym. Produkt może być używany, do rozluźnienia mięśni, gdy jest Ci zimno, lub gdy potrzebujesz ulgi w bólu mięśni i stawów. Została zaprojektowana z myślą o wygodzie i łagodzeniu bólu. 3-stopniowa regulacja poziomu ciepła, pozwala na wybranie pożądanej temperatury. Urządzenie szybko się nagrzewa. Produkt jest wykonany z bardzo miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału polarowego, który można prać ręcznie w temperaturze 30°C. Dla Twojego bezpieczeństwa produkt został wyposażony w inteligentny czujnik zapobiegający przegrzaniu i automatyczny 90-minutowy czasomierz.

ZANIM ZACZNIESZ

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać zasady bezpieczeństwa, znajdujące się na pierwszej stronie instrukcji.

ŁĄCZENIE Z KONTROLEREM

By podłączyć jednostkę sterującą, należy włożyć wtyczkę do gniazda zasilania. Upewnij się, że wtyczka została dobrze włożona. Jeśli zauważysz, że lampka kontrolna po włączeniu urządzenia miga, może to oznaczać, że wtyczka została źle włożona.




WYBÓR POZIOMU GRZANIA

Włącz urządzenie i wybierz żądany poziom temperatury, przesuwając w górę przycisk na suwaku sterowania. Zobaczysz wyświetlony numer wybranego poziomu (1-3). Zazwyczaj urządzenie nagrzewa się w ciągu 30 sekund. Aby obniżyć poziom ciepła lub wyłączyć urządzenie, przesuń przycisk z powrotem w dół (żaden numer nie będzie wyświetlany).

Ustawienia:

- 1) Minimalny poziom ciepła (zalecany przy dłuższym użytkowaniu)
- 2) Średni poziom ciepła
- 3) Maksymalny poziom ciepła (szybkie nagrzewanie)

Jeśli nie korzystasz z urządzenia, zalecamy odłączanie go od źródła zasilania. Przy pierwszym użyciu urządzenia może być wyczuwalny zapach „nowego plastiku”, który z czasem zniknie.



90 MINUTOWY CZASOMIERZ BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie jest wyposażone w automatyczny czasomierz. Po 90 minutach ciągłego użytkowania, urządzenie automatycznie się wyłączy. Aby ponownie aktywować urządzenie, wyłącz je jak zwykle i odczekaj 5 sekund przed ponownym włączeniem.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Jednostka sterująca i kabel

- Panel sterowania i kabel można delikatnie czyścić miękką szmatką.
- Panel sterowania i kabel nigdy nie powinny mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami.

Poduszka

- **Uwaga:** Nigdy nie włączaj urządzenia, gdy poduszka elektryczna jest mokra/wilgotna.
- Poduszkę rozgrzewającą można prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Używaj łagodnego detergentu do delikatnych tekstyliów. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, wybielaczy ani środków ściernych.
- Suszenie: susz tylko i wyłącznie naturalnie, na powietrzu. Nigdy nie susz w suszarce. Nie prasuj ani nie wykręcaj produktów. Nie używaj spinaczy do odzieży.
- Nie pierz zbyt często. Pranie powoduje dodatkowe zużycie się materiału. Zalecamy maksymalnie 12 krotne ręczne mycie poduszki podczas okresu jej użytkowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wskaźnik numeryczny LED na jednostce sterującej miga i produkt nie nagrzewa się. Co może być przyczyną?

- Jednostka sterująca wykrywa, że wtyczka złącza zasilania nie jest (prawidłowo) podłączona. Wyłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Podczas ponownego wkładania wtyczki złącza zasilania odłącz urządzenie od źródła prądu.

Urządzenie nie włącza się oraz nie wyświetla się żaden numer. Co może być przyczyną?

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone.
- Jednostka sterująca mogła zostać wyłączona przez wewnętrzny system bezpieczeństwa. Wewnętrzny system bezpieczeństwa zapobiega nagrzaniu urządzenia w momencie wykrycia krytycznej usterki w obiegu grzewczym. Prosimy nie używać urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone oraz skontaktować się z naszym serwisem.

SICHERHEIT – ALLGEMEIN

- Dieses Gerät sollte nur so verwendet werden, wie es in der beiliegenden Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Für den Innenbereich, ausschließlich für den Hausgebrauch. Nicht für den gewerblichen oder Krankenhausgebrauch bestimmt.
- **ACHTUNG** - Längere Verwendung bei Hochtemperatur-Einstellung kann das Risiko einer Überhitzung oder Verbrennungen der Haut verursachen. Wenn das Gerät längere Zeit verwendet wird, empfehlen wir, es bei der niedrigsten Wärmestufe zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht verwendet werden von Kindern im Alter von 0-3 Jahren, hilflosen Personen, die nicht in der Lage sind, Hitzestress zu kommunizieren, oder Personen mit verminderter Hitze- oder Schmerzempfindlichkeit (z.B. Personen, die an diabetischer Neuropathie leiden oder Patienten, die Schmerzmittel einnehmen).
- Dieses Gerät sollte von Kindern 3-8 nicht verwendet werden, außer sie werden beaufsichtigt und haben Anweisungen bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kinder sollten nicht mit dem Gerät oder dem Zubehör spielen. Kinder jünger als 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Die Reinigung und Wartung des Gerätes sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder implantierbaren Defibrillator verwenden, da dieses Gerät elektromagnetische Störungen verursachen kann. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Nicht bei Tieren/Haustieren anwenden.
- **ACHTUNG** - Die Kunststoffbeutel, die für die Verpackung des Gerätes verwendet werden, können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Beutel außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern. Diese Beutel sind kein Spielzeug.

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien und Werbe-Etiketten oder Aufkleber vor dem ersten Gebrauch von dem Gerät entfernt wurden.

SICHERHEIT – BETRIEB

- Überprüfen Sie das Gerät immer vor dem Gebrauch auf erkennbare Anzeichen von Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt oder hinuntergefallen ist. Im Falle einer Beschädigung oder wenn das Gerät einen Fehler aufweist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen qualifizierten Elektriker.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung der auf dem Gerät angezeigten Spannung entspricht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit der Original-Steuereinheit UHB100EU/UK.
- Schlafen Sie nicht, während Sie dieses Gerät verwenden oder tragen.
- Falten oder zerknittern Sie das Textil nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Legen Sie die Steuereinheit oder andere Gegenstände nicht auf den Textilstoff, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät bei eingeschaltetem Betrieb nicht auf eine externe Wärmequelle (z.B. Heizkörper oder Wärmflasche).
- Wenn Sie das Gerät reinigen oder nicht benutzen, trennen Sie bitte die Stromzufuhr.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen tauchen Sie das Kabel oder die Steuereinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Entfernen Sie die Steuereinheit und das Kabel vor dem Waschen des Textils.
- Vergewissern Sie sich nach dem Waschen, dass der Stoff gründlich trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn der Stoff nass/feucht ist.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung an.
- Ein Verlängerungskabel kann mit Vorsicht verwendet werden. Die elektrische Leistung des Kabels sollte mindestens so hoch wie die des Gerätes sein.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINGANGSSPANNUNG..... AC 220-240V, 50Hz
 LEISTUNGS-AUFNAHME..... 100 W
 GRÖSSE 40 x 30 cm
 SCHUTZKLASSE..... CLASS II


BEGRENZTE GARANTIE VON 2 JAHREN

A-Brand Distributors BV gibt auf das Produkt 2 Jahr begrenzte Garantie ab Kauf. Im Fall von Material- oder Produktionsfehlern werden diese von A-Brand Distributors BV repariert oder ein Ersatzgerät mit den gleichen oder besseren Spezifikationen geliefert. Schäden am Gerät durch jede Form von unsorgfältigem oder unzuverlässigem Gebrauch, Unfall, mangelhafter Reinigung oder Wartung, anderem und unsachgemäßem Gebrauch, der vernünftigerweise in Widerspruch zu den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauchsanweisungen angesehen werden kann, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verbraucherkäufe. Wir empfehlen Ihnen, sich im Falle eines Defekts mit der Originalrechnung an die Verkaufsstelle zu wenden. Falls der Defekt am Gerät nicht die Folge eines Material- und/oder Produktionsfehlers ist, können Ihnen die Untersuchungs- oder Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden.

PACKUNGSGEHALT



EINZELTEILE



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Ihr Sensede Heizprodukt ist für angenehme Wärme entworfen worden. Das Gerät arbeitet mit 220-240V, 50Hz (Netzstrom). Probieren Sie niemals das Gerät oder den Adapter an andere Stromquellen anzuschließen. Bitte folgen Sie zu allen Zeiten den Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung. Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden die durch Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung entstehen.

WAS KÖNNEN SIE VON IHREM SENSEDE WÄRMEKISSEN ERWARTEN?


Der Sensede CP40 ist ein Wärmekissen mit einem integrierten elektrischen Wärmekreislauf. Die Wärme sorgt für Entspannung von Muskeln und durch die Wärmezufuhr können Schmerzen in Muskeln oder Gelenken gelindert werden. Es ist auf Komfort und Schmerzlinderung ausgelegt. Mit dem 3-Stufen-Steuergerät können Sie die gewünschte Wärmestufe einstellen. Das Gerät ist für eine schnelle Erwärmung ausgelegt. Das Produkt ist aus superweichem, kuscheligem und hautfreundlichem Fleece hergestellt und kann bei 30°C von Hand gewaschen werden. Zu Ihrer Sicherheit ist das Produkt mit einem intelligenten Überhitzungssensor und einem automatischen 90-Minuten-Timer ausgestattet.

VOR DER INBETRIEBNAME

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der ersten Seite dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

ANSCHLUSS DER STEUEREINHEIT

Um die Steuereinheit anzuschließen, stecken Sie den Netzanschlusstecker in den Netzeingang. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Wenn Sie nach dem Einschalten des Geräts feststellen, dass die Leuchte der Steuereinheit blinkt, ist der Anschlussstecker möglicherweise nicht richtig eingesteckt.




AUSWAHL EINER WÄRMESTUFE

Sie können das Gerät einschalten und die gewünschte Wärmestufe wählen, indem Sie die Auswahltaste auf dem Regler nach oben schieben. Die gewählte Stufe (1-3) leuchtet auf. In der Regel werden Sie feststellen, dass das Gerät innerhalb von 30 Sekunden warm wird. Schieben Sie die Taste wieder nach unten, um die Wärmeeinstellung zu senken oder das Gerät auszuschalten (keine Zahl leuchtet).

Wärmestufen:

- 1.) Mindestwärme (empfohlen bei längerem Gebrauch)
- 2.) Mittlere Wärme
- 3.) Maximale Wärme (schnelles Aufwärmen)

Wir empfehlen, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Bei der ersten Benutzung des Geräts kann ein "neuer Kunststoff"-Geruch wahrnehmbar sein. Dieser verschwindet mit der Zeit.



90 MINUTEN SICHERHEITSTIMER

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Zeitschaltuhr. Nach 90 Minuten Dauerbetrieb schaltet es sich automatisch ab. Um es wieder zu aktivieren, schalten Sie das Gerät wie gewohnt aus und warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie es wieder anschalten.

WASCHEN UND PFLEGE

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer vom Netz.

Steuereinheit und Kabel

- Die Steuereinheit und das Kabel können mit einem weichen Tuch vorsichtig gereinigt werden.
- Die Steuereinheit und das Kabel sollten niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

Kissenbezug

- **Vorsicht:** Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn das Wärmekissen nass/feucht ist.
 - Der Kissenbezug kann von Hand bei 30°C gewaschen werden.
 - Verwenden Sie ein Feinwaschmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Scheuermittel.
 - Trocknen: Legen Sie es auf einen ebenen Untergrund. Niemals maschinentrocknen. Nicht bügeln oder auswringen. Keine Wäscheklammern verwenden.
 - Nicht zu oft waschen. Das Waschen führt mit der Zeit zu einer zusätzlichen Abnutzung der Materialien.
- Wir empfehlen, das Wärmekissen während seiner Lebensdauer maximal 12 mal von Hand zu waschen.

PROBLEMLÖSUNG

Die LED-Anzeige an der Steuereinheit blinkt und das Gerät gibt keine Wärme ab.

- Die Steuereinheit erkennt, dass der Stecker des Netzanschlusses nicht (richtig) angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten, und es leuchtet keine Nummer auf.

- Prüfen Sie, ob das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist
- Möglicherweise wurde die Steuereinheit durch das interne Sicherheitssystem deaktiviert. Wenn das interne Sicherheitssystem eine kritische Fehlfunktion im Wärmekreislauf feststellt, verhindert es ein Aufheizen des Geräts. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an unser Serviceteam.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte

mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen.

Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG. Dieses Dokument ist für deutsche Endverbraucher bestimmt. Irrtümer vorbehalten.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 10211495





2022/REV1G1

Copyright © 2020 A-Brand Distributors B.V. All rights reserved.

Distributed by:

A-Brand Distributors B.V.
Strevelsweg 700
UNIT 303-E1205
3083AS Rotterdam
The Netherlands
+31 (0)85 065 8080 (INT)
+49 (0)20514051580 (DE)
www.abranddistributors.com

Sensedé®
Used under license.

ID: EC-26595